

Caractéristiques :

- L'Eidoscope ® est un *Inducteur d'information Eidos* dont la vocation est de générer des informations de « Forme » de remèdes dits Eidos, par un système de dynamisation vibratoire.
- Cet instrument permet à tous ceux qui utilisent l'énergie et l'information de l'homéopathie de télécharger à tout instant sur de l'eau « *l'information des remèdes Eidos* » dont ils ont besoin et qui se trouvent répertoriés dans la base de données de la **Matière Médicale Homéopathique** mise à leur service grâce à un serveur informatique.

Avantages des remèdes Eidos préparés avec l'Eidoscope ?

- Qualité constante du produit.
- Simplicité d'application.
- Préparation instantanée.
- Il faut juste un peu d'eau (du robinet ou minérale) pour préparer un remède Eidos.
- Vous créez des remèdes Eidos dynamisés, n'importe où, et à n'importe quel moment.
- Autonomie totale de l'utilisateur et de ses besoins.
- Facilité, indépendance, autogestion.
- Puissance dynamique supérieure aux autres types de dynamisation, car les vibrations du son sont à l'origine de l'organisation de toutes les Formes du vivant.

Avec l'Eidoscope, vous créez vous-même en 2 minutes, une eau chargée du potentiel d'action d'un ou plusieurs remèdes à la fois, correspondants à l'énergie fréquentielle des produits utilisés dans la « **Matière Médicale Homéopathique** ».



www.systeme-eidos.com

Eidoscope ®

Préparez vos
« **Remèdes Eidos** »

avec une technologie informatisée de thérapie quantique, simplicité d'utilisation, économique et d'avant-garde, « **l'Eidoscope ®** ».

Le but de cette technologie informatisée est de compléter l'approche diagnostique du thérapeute.

Il est destiné à tous les praticiens dont les soins sont guidés par une compréhension énergétique des déséquilibres de leurs patients et suivant la loi des **semblables « homéopathiques »** en appliquant une **thérapie vibratoire**.

L'Eidoscope ® qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'une interface permettant de se connecter à internet pour télécharger une information vibratoire dynamisée d'un ou de plusieurs remèdes Eidos sur de l'eau minérale.

Les « **Remèdes Eidos** », de nature purement vibratoire, *sont équivalents aux caractéristiques fréquentielles des produits homéopathiques hautement dynamisés et sont sans effets secondaires.*



**L'EIDOSCOPE EST UN
« INDUCTEUR DE REMÈDES EIDOS »**

Les Remèdes Eidos créent une nouvelle forme d'énergie-information d'Homéopathie non moléculaire basée sur un concept vibratoire émettant des Formes et des Sons



- Connectez l'Eidoscope à l'ordinateur sur une des prises USB.
- Télécharger sur le site www.systeme-eidos.com le logiciel Eidoscope.
- Choisissez votre Remède et sa Dynamisation.
- Placer la fiole remplie d'un peu d'eau et lancer le téléchargement. 2 minutes après.
- **Votre dose Eidos est prête.**

La vocation de l'Eidoscope est de permettre une pratique immédiate et autonome de l'**Eïdopathie® qui est une thérapie informative d'Homéopathie vibratoire.**

L'Eïdopathie est la suite naturelle du concept de l'homéopathie. Elle est basée sur l'induction et la mise en résonance d'une information immatérielle.

« www.systeme-eidos.com » vous donne accès à une base de données de plus de 5000 produits informés, classifiés selon le principe des dynamisations moyennes et hautes de l'échelle de Kent :

T. M-6C-12C-30C-200C-1M-10M-50M-CM-1MM-10MM-100MM

L'Eidoscope permet de préparer soi-même un remède de type Eïdos unitaire ou complexe avec de l'eau minérale en 2 minutes.

Le Remède Eïdos se prépare sur de l'eau en la dynamisant par émission, transfert et imprégnation de « formes vibratoires orientées et informées ».

L'eau minérale (support cristallin du produit Eïdos), placée dans l'Eidoscope va être dynamisée par des « fréquences sons » audibles et non audibles et ne contiendra donc aucune molécule autre que celle de l'eau utilisée.

Les Remèdes Eïdos sont semblables à l'énergie des produits homéopathiques de dynamisation moyenne et haute.

Le site va vous permettre de télécharger un logiciel qui vous donnera alors accès au serveur des Remèdes Eïdos.